

Sélection des Adhésifs OptiBond

	OptiBond FL	OptiBond Solo Plus	OptiBond XTR	OptiBond A-I-O
Technique	Mordançage total 2 composants	Mordançage total 1 composant	Auto-mordançage 2 composants	Self-Etch 1 composant
Ancienneté du produit	15 ans	10 ans	1 ^{ère} année	4 ans
Données cliniques à long-terme	● ●	● ●	●	●
Application				
Étapes d'application	3	2	2	1
Durée de mise en place	1:30 min.	1:10 min.	0:55 min.	0:55 min.
Collage direct	●	●	●	●
Émail/dentine	●	●	●	●
Réparation des composites	●	●	●	●
Réparation des céramiques	●	●	●	●
Scellement des amalgames	●	●	●	●
Collage indirect	●	●	●	● *
Facettes	●	●	●	● *
Bridges et Couronnes	●	●	●	● *
Inlays/Onlays	●	●	●	● *
Reconstitution de faux moignons	●	●	●	● *
Scellement des tenons radiculaires	●	● *	●	● *
Propriétés				
Charge	48%	15%	15%	7%
Efficace sur dentine humide ou sèche	●	●	●	●
Épaisseur du film	~ 60 µ	~ 10 µ	~ 5-10 µ	~ 5 µ
Radioopacité	267% Al	●	●	●
Solvant	Eau Ethanol	Ethanol	Eau, Ethanol, Acétone	Eau, Ethanol, Acétone
Conditionnement				
Conservation	Température ambiante	Température ambiante	Conservation au frais 2 °C à 8 °C	Conservation au frais 2 °C à 8 °C
Contenu du flacon	Primer flacon de 8 ml Flacon d'Adhésif 8 ml	5 ml	Primer flacon de 5 ml Flacon d'Adhésif 5 ml	5 ml
Contenu d'une Unidose™	0.1 ml	0.1 ml	Primer 0.18 ml Adhésif 0.18 ml	0.18 ml

* Pour les restaurations indirectes dont l'accès à la lumière est limité, voire impossible, il faut utiliser OptiBond All-In-One et OptiBond Solo Plus avec les colles NX3 ou Maxcem Elite.

● = Non conseillé

● = Conseillé